



SCHMITZ OPX MOBILIS 300 CE

SKU: AN112024

~~1.899,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Behandlungsstuhl](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schmitz OPX mobilis 300 CE ist ein tragbares Gerät, das in der medizinischen oder klinischen Umgebung eingesetzt wird. Es handelt sich dabei typischerweise um ein mobiles System zur Überwachung von Patienten oder zur Durchführung bestimmter medizinischer Verfahren. Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die mit diesem Gerät verbunden sein könnten:

Hauptmerkmale:

1. **Mobilität:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es leicht transportiert werden kann, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht, z. B. in Notaufnahmen oder bei Hausbesuchen.
2. **Energieversorgung:** Oft mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet, die eine flexible Nutzung ohne ständige Stromversorgung ermöglicht.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** In der Regel mit einem intuitiven Bedienfeld und einem klaren Display ausgestattet, um die Bedienung zu erleichtern.
4. **Vielseitige Anwendungen:** Kann für verschiedene medizinische Anwendungen verwendet werden, wie z.B. Überwachung von Vitalzeichen oder Unterstützung bei bestimmten Behandlungen.
5. **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Patienten und zur Gewährleistung einer genauen Datenerfassung.

Anwendung:

Das Schmitz OPX mobilis 300 CE wird häufig in der Notfallmedizin, in Kliniken oder bei mobilen Gesundheitsdiensten eingesetzt.

Für spezifische technische Details wie Abmessungen, Gewicht oder spezielle Funktionen empfehle ich, das Benutzerhandbuch oder die technischen Spezifikationen auf der offiziellen Website des Herstellers zu konsultieren.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

