



SCHOTT KL1500 LCD KALTLICHTQUELLE

SKU: U012024

~~499,00 €~~ **468,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schott KL1500 LCD Kaltlichtquelle ist ein äußerst zuverlässiges, effizientes und vielseitiges Beleuchtungssystem, das in vielen medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen von großer Bedeutung ist. Durch ihre Kaltlichttechnologie und die präzise Regelbarkeit der Lichtintensität eignet sie sich besonders für den Einsatz in der Endoskopie, Chirurgie und Mikroskopie, bei denen eine konstante und helle Beleuchtung ohne übermäßige Wärmeabgabe erforderlich ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

