



SCHWARZER CARDIOTEK HEMODYNAMIC CATH LAB SYSTEM MONITOR

SKU: DS082022

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Kardiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schwarzer CardioTek Hemodynamic Cath Lab System Monitor ist ein medizinisches Gerät, das in der Kardiologie verwendet wird, um hemodynamische Daten von Patienten während kardiologischer Eingriffe zu überwachen. Solche Systeme sind entscheidend für die Beurteilung der Herzfunktion und die Überwachung von Patienten während Verfahren wie Katheteruntersuchungen oder Angioplastien.

Typische Funktionen eines solchen Monitors können Folgendes umfassen:

1. **Echtzeit-Überwachung:** Anzeige von Vitalzeichen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung.
2. **Datenanalyse:** Erfassung und Analyse hemodynamischer Parameter zur Unterstützung bei Diagnosen.
3. **Integration:** Möglichkeit zur Integration mit anderen medizinischen Geräten und Systemen im Katheterlabor.
4. **Dokumentation:** Automatisierte Dokumentation der gesammelten Daten für die Patientenakte.

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

