



## SCHWARZER CARDIOTEK HEMODYNAMIC CATH LAB SYSTEM MONITOR

**SKU:** DS082022

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schwarzer CardioTek Hemodynamic Cath Lab System Monitor ist ein medizinisches Gerät, das in der Kardiologie verwendet wird, um hemodynamische Daten von Patienten während kardiologischer Eingriffe zu überwachen. Solche Systeme sind entscheidend für die Beurteilung der Herzfunktion und die Überwachung von Patienten während Verfahren wie Katheteruntersuchungen oder Angioplastien.

Typische Funktionen eines solchen Monitors können Folgendes umfassen:

1. **Echtzeit-Überwachung:** Anzeige von Vitalzeichen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung.
2. **Datenanalyse:** Erfassung und Analyse hemodynamischer Parameter zur Unterstützung bei Diagnosen.
3. **Integration:** Möglichkeit zur Integration mit anderen medizinischen Geräten und Systemen im Katheterlabor.
4. **Dokumentation:** Automatisierte Dokumentation der gesammelten Daten für die Patientenakte.

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

