



SCHWARZER ECOC HEMODYNAMIC CATH LAB SYSTEM

SKU: AF052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Schwarzer ECOC Hemodynamic Cath Lab System ist ein hämodynamisches Mess- und Aufzeichnungssystem, das von Schwarzer Cardiotek entwickelt wurde. Es dient der Erfassung, Analyse und Dokumentation hämodynamischer Parameter während kardiologischer Eingriffe im Herzkatheterlabor.

☒ Kategorie

- Gerätetyp: Hämodynamisches Mess- und Aufzeichnungssystem
- Anwendungsbereiche: Herzkatheterlabore, interventionelle Kardiologie, Elektrophysiologie
- Hersteller: Schwarzer Cardiotek GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

