



SCHWEIZER OPTIK NACH DR PIEPER ASOTAL MESSKOFFER

SKU: AP112023-K

~~399,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Asotal Messkoffer von Dr. Pieper ist ein spezialisiertes Gerät zur Durchführung von optischen Messungen, insbesondere in der Augenoptik und Optometrie. Der Koffer enthält verschiedene Instrumente und Zubehörteile, die es Fachleuten ermöglichen, präzise Messungen der Sehschärfe, des Augeninnendrucks und anderer optischer Parameter durchzuführen.

Einige mögliche Bestandteile und Funktionen eines solchen Messkoffers könnten Folgendes umfassen:

1. **Refraktionsinstrumente:** Diese werden verwendet, um die Brechkraft des Auges zu messen und die richtige Sehstärke für Brillen oder Kontaktlinsen zu bestimmen.
2. **Sehtests:** Verschiedene Tafeln oder digitale Displays zur Überprüfung der Sehschärfe.
3. **Messgeräte für den Augeninnendruck:** Um den Druck im Auge zu messen, was wichtig für die Diagnose von Glaukom sein kann.
4. **Zubehör:** Dazu können verschiedene Linsen, Filter und andere Hilfsmittel gehören, die bei der Untersuchung des Auges helfen.

Der Asotal Messkoffer ist besonders nützlich für Augenoptiker, Optometristen und Augenärzte, da er eine umfassende Ausstattung für die augenoptische Diagnostik bietet.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

