



## **SCICAN STATIM 2000 S** **KASSETTENAUTOKLAV**

**SKU:** V042014

zzgl. [Versandkosten](#)

Scican Statim 2000S Kasenttenautoklav mit 4  
Sterilisationszeiten

Instrumente unverpackt: 6.45 min

Hohlkörper unverpackt: 8.05 min

Hohlkörper verpackt: 10.40 min

Masse: 41,5x48x15 (BxTxH)

Stromanschluss 230V/1300Watt

Für Hand- und Winkelstücksterilisation zugelassen

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256

Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)  
[und Zahnheilkunde](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Scican Statim 2000S Kasenttenautoklav mit 4 Sterilisationszeiten

Instrumente unverpackt: 6.45 min

Hohlkörper unverpackt: 8.05 min

Hohlkörper verpackt: 10.40 min



Masse: 41,5x48x15 (BxTxH)

Stromanschluss 230V/1300Watt

Für Hand- und Winkelstücksterilisation zugelassen

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

