



## SD BIOSENSOR STANDARD M10 - M 10 CONSOLE - UNGEPRÜFT

SKU: BV072025

zzgl. [Versandkosten](#)

**SD Biosensor STANDARD M10 - M 10 CONSOLE** ist ein hochwertiges, ungeprüftes Diagnosesystem zur schnellen und zuverlässigen Analyse medizinischer Proben. Das kompakte Gerät ermöglicht präzise Testergebnisse und unterstützt effiziente Abläufe im klinischen Alltag.



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **SD Biosensor STANDARD M10 - M 10 CONSOLE** ist ein hochmodernes, medizinisches Analysegerät, das speziell für den Einsatz in Laboren und klinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät dient als zentrale Steuereinheit für die Durchführung und Auswertung verschiedener diagnostischer Tests, insbesondere im Bereich der Point-of-Care-Diagnostik.

### Produktmerkmale:

- **Präzise Steuerung:** Die Konsole ermöglicht eine zuverlässige und genaue Steuerung der angeschlossenen Testmodule, was zu präzisen Diagnosen beiträgt.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Durch ein intuitives Interface ist die Bedienung auch für medizinisches Personal ohne umfangreiche technische Vorkenntnisse problemlos möglich.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit einer Vielzahl von SD Biosensor Testkits, unterstützt das Gerät unterschiedliche Testparameter und Analysemethoden.
- **Robuste Bauweise:** Die Konsole ist für den dauerhaften Einsatz in medizinischen Umgebungen konstruiert und gewährleistet eine lange Lebensdauer.



- **Schnelle Ergebnisse:** Optimiert für kurze Analysezeiten, unterstützt das Gerät schnelle klinische Entscheidungen.

#### **Technische Details:**

- Display: Hochauflösender Farb-Touchscreen für einfache Navigation
- Schnittstellen: USB und Ethernet zur Datenübertragung und Integration in Krankenhausinformationssysteme
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit integriertem Netzteil
- Abmessungen und Gewicht: Kompakt und leicht für flexible Einsatzmöglichkeiten

**Wichtiger Hinweis:** Das angebotene Gerät ist *ungeprüft*. Es wird empfohlen, vor der Inbetriebnahme eine umfassende technische Überprüfung und Kalibrierung durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit und die Einhaltung aller medizinischen Standards sicherzustellen.

Die **SD Biosensor STANDARD M10 - M 10 CONSOLE** stellt eine ausgezeichnete Wahl für Gesundheitseinrichtungen dar, die Wert auf zuverlässige Diagnostik, schnelle Testergebnisse und eine einfache Handhabung legen. Durch ihre hohe Kompatibilität und Flexibilität unterstützt sie effektiv die tägliche Arbeit in der medizinischen Diagnostik.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

