



[SECA 354 SÄUGLINGS- UND BABYWAAGE](#)

SKU: CM072024-NV



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seca 354 ist eine digitale Säuglings- und Babywaage, die speziell für die präzise Gewichtsmessung von Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt wurde. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Vorteile dieser Waage:

Hauptmerkmale der Seca 354:

1. **Präzision:** Die Waage bietet eine hohe Genauigkeit bei der Gewichtsmessung, was besonders wichtig ist für die Überwachung des Wachstums von Säuglingen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Sie verfügt über ein großes, gut ablesbares Display, das die Ablesung der Werte erleichtert.
3. **Komfortable Liegefläche:** Die Waage hat eine sanfte, ergonomische Liegefläche, die den Komfort des Babys während der Messung erhöht.
4. **Tara-Funktion:** Mit der Tara-Funktion kann das Gewicht von Decken oder anderen Unterlagen abgezogen werden, um das genaue Gewicht des Babys zu ermitteln.
5. **Stabilität:** Die Konstruktion sorgt dafür, dass die Waage stabil steht und ein Verrutschen während der Messung verhindert wird.
6. **Leicht zu reinigen:** Die Materialien sind so gestaltet, dass sie leicht zu reinigen sind, was in einer klinischen Umgebung wichtig ist.
7. **Tragbarkeit:** Viele Modelle sind leicht und einfach zu transportieren, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht.

Anwendungsbereiche:

- In Kliniken und Krankenhäusern zur Überwachung des Gewichts von Neugeborenen.
- In Kinderarztpraxen zur regelmäßigen Kontrolle des Wachstums.
- Für den Einsatz im häuslichen Umfeld zur Überwachung des Gewichts von Säuglingen.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

