



[SECA 985 BETT- UND DIALYSEWAAGE](#) [BETTWAAGE](#)

SKU: A032023-NV

Seca 985 Bett- und Dialysewaage ist eine präzise und zuverlässige Waage, speziell entwickelt für die Gewichtsmessung von Patienten im Bett oder während der Dialyse. Sie überzeugt durch ihre robuste Bauweise und einfache Bedienung, um eine sichere und komfortable Anwendung im klinischen Alltag zu gewährleisten.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Seca 985 Bett- und Dialysewaage** ist eine hochpräzise und zuverlässige Waage, die speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen und Pflegeheimen entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine komfortable und sichere Gewichtserfassung von Patienten, die bettlägerig oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Gewichtsmessung:** Die Waage bietet eine exakte Anzeige des Körpergewichts mit einer fein abgestuften Teilung, die eine genaue Überwachung des Patientenstatus erlaubt.
- **Große Wiegefläche:** Die großzügige Liegefläche ist speziell für Patienten im Bett konzipiert und bietet ausreichend Platz für Komfort und Stabilität während der Messung.
- **Robustes Design:** Das stabile und hygienische Gehäuse ist leicht zu reinigen und widersteht den Anforderungen des klinischen Alltags.
- **Integrierte Dialysefunktion:** Speziell für Dialysepraxen geeignet, unterstützt die Waage die Gewichtskontrolle während der Behandlung, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten.
- **Einfache Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine intuitive Handhabung, auch unter Zeitdruck.
- **Mobilität:** Trotz der robusten Bauweise ist die Waage transportabel und kann flexibel an verschiedenen

Stationen eingesetzt werden.

Technische Details:

- Maximale Tragkraft: bis zu 300 kg, abhängig vom Modell
- Teilung: 50 g oder 100 g für präzise Messungen
- Abmessungen der Wiegefläche: großzügig dimensioniert für Patientenkomfort
- Anzeige: gut ablesbares, hintergrundbeleuchtetes Display
- Stromversorgung: Netzbetrieb und optional Batteriebetrieb für flexible Nutzung

Die Seca 985 Bett- und Dialysewaage ist ein unverzichtbares Instrument für die professionelle Patientenbetreuung. Sie kombiniert höchste Messgenauigkeit mit Bedienkomfort und Hygiene, wodurch sie den Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird. Mit dieser Waage können Pflegekräfte und medizinisches Personal den Gesundheitszustand ihrer Patienten zuverlässig überwachen und dokumentieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

