



SECA SITZWAAGE - MIT DIGITALEM ANZEIGER

SKU: BJ082024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Messgerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seca Sitzwaage ist ein medizinisches Gerät, das speziell für die Gewichtsmessung von Patienten in sitzender Position entwickelt wurde. Diese Art von Waage ist besonders nützlich für Personen, die Schwierigkeiten haben, selbstständig zu stehen, wie ältere Menschen oder Patienten mit Mobilitätseinschränkungen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen einer typischen Seca Sitzwaage mit digitalem Anzeiger:

1. **Digitale Anzeige:** Die digitale Anzeige ermöglicht eine klare und präzise Ablesung des Gewichts. Oft sind diese Anzeigen gut beleuchtet und einfach abzulesen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Waagen sind in der Regel so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patienten.
3. **Stabilität und Sicherheit:** Seca Sitzwaagen sind robust gebaut, um Stabilität während der Messung zu gewährleisten. Sie verfügen oft über rutschfeste Oberflächen oder Sicherheitsvorrichtungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
4. **Kapazität:** Diese Waagen haben in der Regel eine hohe Tragfähigkeit, um eine Vielzahl von Patienten zu wiegen.
5. **Portabilität:** Einige Modelle sind leicht und tragbar, was den Transport zwischen verschiedenen Räumen oder Einrichtungen erleichtert.
6. **Zusätzliche Funktionen:** Je nach Modell können zusätzliche Funktionen wie BMI-Berechnung (Body Mass Index), Speicherfunktionen zur Speicherung mehrerer Messwerte oder Schnittstellen zur Datenübertragung vorhanden sein.
7. **Einfache Reinigung:** Die Materialien sind oft so gewählt, dass sie leicht zu reinigen und hygienisch sind, was in einem medizinischen Umfeld wichtig ist.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

