



**SEKTORSONDE / SEKTORSCHALLKOPF /  
SEKTO PROBE / SIEMENS 3.5MHZ FÜR  
SONOLINE SX/SL/SL1/SL2/CD AC/SI  
200/SI250 SI 400 /SI 450**

**SKU:** J032013-02

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Passt auf Sonoline SX / SL / SL1 / SL2 / Si 200 / Si250 / Si 400 / Si 450

Nr.54 47 388 L1002

Durchmesser : 15 mm

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)



info@mtc-hamburg.com

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

