



[SELECT-SUTTER BM-780 // BM 780 II // BM780 RF-GENERATOR](#)

SKU: BX082021-NV

Select-Sutter BM-780, BM 780 II und BM780 RF-Generator sind hochpräzise

Radiofrequenzgeneratoren, die eine zuverlässige und kontrollierte Gewebeablation in chirurgischen und interventionellen Verfahren ermöglichen. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre stabile Leistung und benutzerfreundliche Bedienung aus, wodurch sie optimal für den Einsatz in der modernen Medizin geeignet sind.



Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Select-Sutter BM-780**, einschließlich der Varianten **BM 780 II** und **BM780 RF-Generator**, ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie und anderen medizinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät nutzt die fortschrittliche Radiofrequenztechnologie (RF), um eine präzise und effektive Gewebebehandlung zu gewährleisten.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Radiofrequenz-Technologie:** Die RF-Technologie ermöglicht eine kontrollierte und selektive Gewebeokoagulation und -schneidung mit minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes.
- **Präzise Steuerung:** Der BM-780 bietet eine fein abgestimmte Leistungsregelung, die eine optimale Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen erlaubt.
- **Vielseitigkeit:** Das Gerät ist kompatibel mit diversen Elektrodentypen und Instrumenten, wodurch es in verschiedenen chirurgischen Disziplinen flexibel einsetzbar ist.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienelemente und ein übersichtliches Display sorgen für eine einfache Handhabung und schnelle Einstellung der Parameter.



- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von Komplikationen während des Eingriffs.

Anwendungsbereiche:

- Chirurgische Schnitt- und Koagulationstechniken
- Dermatologische Eingriffe
- Gynäkologische Verfahren
- HNO-Chirurgie
- Orthopädische Operationen

Vorteile des Select-Sutter BM-780:

- Hohe Präzision bei der Gewebebehandlung
- Reduzierte Blutungsneigung durch effektive Koagulation
- Minimale thermische Schädigung für eine schnellere Heilung
- Ergonomisches Design für komfortable Bedienung
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im klinischen Alltag

Der **Select-Sutter BM-780** RF-Generator stellt somit eine optimale Lösung für medizinische Einrichtungen dar, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz bei elektrochirurgischen Verfahren legen. Durch die Kombination aus innovativer Technologie und anwenderfreundlichem Design unterstützt er Chirurgen dabei, präzise und schonende Eingriffe durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

