



## SHIMADZU MOBILEART EVOLUTION MUX-200D-XC RÖNTGENAPPARAT MOBILES RÖNTGENGERÄT DOM 2011

**SKU:** AG042023-NV

**SHIMADZU MobileArt Evolution MUX-200D-XC** ist ein mobiles Röntgengerät, das flexible und zuverlässige Bildgebungslösungen für den klinischen Einsatz bietet. Mit seiner kompakten Bauweise und fortschrittlichen Technologie gewährleistet es hochwertige diagnostische Bilder direkt am Patientenbett. Das Modell aus dem Jahr 2011 überzeugt durch einfache Handhabung und hohe Mobilität.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **SHIMADZU MobileArt Evolution MUX-200D-XC** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen medizinischen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seinem Produktionsdatum (DOM) 2011 bietet dieses Gerät eine zuverlässige und bewährte Technologie, die sowohl in Krankenhäusern als auch in Kliniken und Notfallstationen eingesetzt werden kann.

Das Gerät zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hervorragende Mobilität aus, wodurch es sich ideal für den Einsatz an verschiedenen Patientenbetten und in schwer zugänglichen Bereichen eignet. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

#### **Wesentliche Merkmale und Vorteile des SHIMADZU MobileArt Evolution MUX-200D-XC:**

- **Flexibilität:** Ermöglicht die schnelle Durchführung von Röntgenaufnahmen direkt am Patientenbett, was insbesondere in der Intensivmedizin und Notfallversorgung von großem Vorteil ist.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche und einfache Handhabung sorgen für effiziente



Arbeitsabläufe und verkürzen die Untersuchungszeit.

- **Hochwertige Bildqualität:** Präzise und detailreiche Röntgenbilder unterstützen die genaue Diagnostik und Behandlung.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen minimieren die Strahlenbelastung für Patienten und Personal.
- **Lange Batterielaufzeit:** Ermöglicht eine Vielzahl von Aufnahmen ohne häufiges Aufladen, was die Einsatzbereitschaft erhöht.
- **Robustes Design:** Für den täglichen Gebrauch in anspruchsvollen klinischen Umgebungen konzipiert.

Dank seiner durchdachten Konstruktion und technischen Ausstattung ist der SHIMADZU MobileArt Evolution MUX-200D-XC ein unverzichtbares Werkzeug für die moderne Radiologie. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und präzise Diagnosen zu stellen, ohne dass Patienten für die Bildgebung verlegt werden müssen.

Zusammenfassend bietet dieses mobile Röntgengerät eine optimale Kombination aus Mobilität, Bildqualität und Bedienkomfort, wodurch es den hohen Anforderungen in der medizinischen Bildgebung gerecht wird.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

