



SHIMADZU MOBILEART EVOLUTION RÖNTGENAPPARAT MOBILES RÖNTGENGERÄT

SKU: BA092022-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

SHIMADZU MobileArt Evolution ist ein leistungsstarkes mobiles Röntgengerät, das durch seine hohe Bildqualität und flexible Mobilität eine präzise Diagnostik direkt am Patientenbett ermöglicht. Das kompakte Design und die intuitive Bedienung gewährleisten effiziente Röntgenuntersuchungen in verschiedensten klinischen Umgebungen.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen und Zubehör](#), [Röntgen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SHIMADZU MobileArt Evolution** ist ein hochmodernes mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht eine schnelle, präzise und sichere Durchführung von Röntgenaufnahmen direkt am Patientenbett oder an schwer zugänglichen Orten.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität und Flexibilität:** Dank seines kompakten Designs und der robusten Bauweise lässt sich das MobileArt Evolution leicht in verschiedenen Bereichen einsetzen, sei es auf Stationen, in Notaufnahmen oder im OP.
- **Hochwertige Bildqualität:** Das Gerät ist mit modernster Röntgentechnologie ausgestattet, die eine exzellente Bildauflösung garantiert und somit eine präzise Diagnostik unterstützt.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberflächen und ergonomische Bedienelemente ermöglichen eine



effiziente Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.

- **Anpassbare Einstellungen:** Umfangreiche Einstellmöglichkeiten für Spannung, Stromstärke und Belichtungszeit erlauben die optimale Anpassung an unterschiedliche Patiententypen und Untersuchungsanforderungen.
- **Sicherheit:** Das Gerät erfüllt höchste Sicherheitsstandards und verfügt über integrierte Schutzmechanismen zur Minimierung der Strahlenbelastung für Patienten und Anwender.
- **Energieeffizienz:** Moderne Komponenten sorgen für einen niedrigen Energieverbrauch bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.

Anwendungsbereiche:

- Notfallmedizin im Krankenhaus
- Intensivstationen und Patientenzimmer
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Postoperative Kontrolluntersuchungen
- Ambulante Pflegeeinrichtungen

Mit dem **SHIMADZU MobileArt Evolution** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und vielseitiges mobiles Röntgensystem, das höchste Ansprüche an Qualität, Bedienkomfort und Sicherheit erfüllt. Es unterstützt die klinische Diagnostik durch schnelle Verfügbarkeit und exzellente Bildgebung und trägt somit wesentlich zur effizienten Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

