



## SHIMADZU SDL-310B ULTRASCHALLGERÄT

**SKU:** AH102014

**299,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Shimadzu tv13r-050d transvaginal 13mm transducer for shimadzu sld-310b

Shimadzu L123-050d Linear transducer for shimadzu sld-310b

Shimadzu Linear Transducer 7.5Mhz for shimadzu sld-310b

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Shimadzu tv13r-050d transvaginal 13mm transducer for shimadzu sld-310b

Shimadzu L123-050d Linear transducer for shimadzu sld-310b

Shimadzu Linear Transducer 7.5Mhz for shimadzu sld-310b

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

