



[SHP LABOKLAV 25B AUTOKLAV - 25 LITER](#)

SKU: ED072024

~~1.925,00 €~~ **1.755,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der SHP Laboklav 25B ist ein Autoklav, der in Laboren und medizinischen Einrichtungen verwendet wird, um Materialien durch Dampfdrucksterilisation zu sterilisieren. Hier sind einige allgemeine Informationen über den SHP Laboklav 25B:

1. **Kapazität:** Der 25B hat typischerweise eine Kapazität von etwa 25 Litern, was ihn ideal für kleinere Labore oder Anwendungen macht.
2. **Funktion:** Der Autoklav nutzt gesättigten Dampf unter Druck, um Mikroorganismen, Bakterien und andere Keime abzutöten. Dies geschieht normalerweise bei Temperaturen von etwa 121 °C oder höher.
3. **Bedienung:** Die Bedienung erfolgt in der Regel über ein einfaches Bedienfeld mit verschiedenen Programmen zur Auswahl, je nach Art des Sterilisierguts.
4. **Sicherheit:** Moderne Autoklaven sind mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um Überdruck und Überhitzung zu vermeiden.
5. **Anwendungen:** Der SHP Laboklav 25B wird häufig zur Sterilisation von Laborinstrumenten, Glaswaren, Kulturmedien und anderen Materialien verwendet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

