



SIEMENS 300A // 300 A SERVO VENTILATOR BEATMUNGSGERÄT

SKU: FS082021

Siemens 300A Servo Ventilator ist ein hochpräzises Beatmungsgerät, das eine zuverlässige und individuelle Patientenbeatmung unterstützt. Es gewährleistet durch moderne Sensortechnologie eine optimale Steuerung der Atemparameter und eignet sich für den Einsatz in Intensivstationen sowie in der Anästhesie.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Siemens 300A / 300 A Servo Ventilator** ist ein hochentwickeltes Beatmungsgerät, das speziell für die intensivmedizinische Versorgung von Patienten mit unterschiedlichsten respiratorischen Bedürfnissen konzipiert wurde. Dieses Ventilationssystem zeichnet sich durch seine präzise Steuerung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und zuverlässige Leistungsfähigkeit aus.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Vielfältige Beatmungsmodi:** Das Gerät unterstützt sowohl kontrollierte als auch assistierte Beatmungsformen, einschließlich volumenkontrollierter, druckkontrollierter und unterstützter Spontanatmung.
- **Hohe Präzision:** Die integrierte Servo-Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Beatmungsparameter an die individuellen Bedürfnisse des Patienten.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klar strukturiertem Display erleichtert die Überwachung und Einstellung der Beatmungsparameter.
- **Umfassende Überwachungsoptionen:** Kontinuierliche Erfassung und Anzeige von Atemvolumen, Atemfrequenz, Flow, Druck und Sauerstoffkonzentration gewährleisten eine lückenlose Patientenüberwachung.
- **Sicherheitsfunktionen:** Alarmmanagement bei Abweichungen von festgelegten Grenzwerten minimiert

Risiken und ermöglicht schnelle Reaktionen durch das medizinische Personal.

- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Patientenanschlüssen und Zubehörteilen, geeignet für Neugeborene bis hin zu Erwachsenen.

Anwendungsgebiete:

Der Siemens 300A Servo Ventilator wird vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Intensivstationen
- Operative und postoperative Beatmung
- Notfallmedizinische Versorgung
- Langzeitbeatmung bei chronischen Atemwegserkrankungen

Vorteile für das medizinische Personal und den Patienten:

- Optimale Anpassung der Beatmung an die individuellen Bedürfnisse durch intelligente Servo-Technologie
- Verbesserte Patientensicherheit dank zuverlässiger Überwachung und Alarmsysteme
- Erleichterte Bedienung und reduzierte Einarbeitungszeit
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch hochwertige Komponenten

Der **Siemens 300A / 300 A Servo Ventilator** stellt somit eine optimale Lösung für die moderne Beatmungstherapie dar und unterstützt Kliniken und medizinisches Fachpersonal dabei, eine sichere und effektive Atemunterstützung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

