



SIEMENS 7.5L75S LINEAR SONDE 7.5MHZ

SKU: X122024-K

650,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 7.5L75S

Hersteller . SIEMENS

für Siemens Prima, G20 ...

Linear Ultraschallkopf 7.5Mhz

Anwendung : Small Parts , Hüfte, Schilddrüse, Mamma ,

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 7.5L75S

Hersteller . SIEMENS

für Siemens Prima, G20 ...

Linear Ultraschallkopf 7.5Mhz

Anwendung : Small Parts , Hüfte, Schilddrüse, Mamma ,

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

