



**SIEMENS / ACUSON 6.5EV13+**  
**TRANSVAGINAL 6.5 MHZ ENDOVAGINAL**  
**VAGINAL**

**SKU:** GA042019

**888,00 €**

Bezeichnung . 6.5EV13

Bezeichnung: Endovaginal / Vaginal / Transvaginal

Konvex 6.5MHz. R13 mm

Applikation: Endovaginal, Vaginal

Transvaginal 6.5MHz

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna,  
Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa  
Pro, Versa Plus

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 6.5EV13+

Bezeichnung: Endovaginal / Vaginal / Transvaginal Konvex 6.5MHz. R13 mm

Applikation: Endovaginal, Vaginal



Transvaginal 6.5MHz

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna, Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone      0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro            0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                    0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

