



SIEMENS ACUSON 6L3 LINEARE SONDE

SKU: S012025

455,00 € 421,20 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Siemens Acuson 6L3 Lineare Sonde ist eine hochentwickelte Ultraschallsonde für die präzise Bildgebung von oberflächlichen Geweben, insbesondere für die Gefäßdiagnostik, Muskuloskeletale Untersuchung und Notfallmedizin. Mit ihrem hohen Frequenzbereich bietet sie eine ausgezeichnete Bildauflösung für die Diagnose von oberflächlichen Strukturen und wird in einer Vielzahl von medizinischen Disziplinen genutzt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

