



## SIEMENS / ACUSON 7.5L70 PROBE / TRANSDUCER LINEAR SONDE

**SKU:** N/A

Bezeichnung . 7.5L70

Bezeichnung: Linear Sonde 7.5 MHz - 70 mm

Applikation: Schilddrüse, Hüfte, Mamma, Small  
Parts

Linear Sonde

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna,  
Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa  
Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . 7.5L70

Bezeichnung: Linear Sonde 7.5 MHz - 70 mm

Applikation: Schilddrüse, Hüfte, Mamma, Small Parts

Linear Sonde



geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna, Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

