



**SIEMENS ACUSON ANTARES FAHRDOPPLER**  
**DOPPLER + CH4-1 + VFX10-5 + PX4-1**  
**KARDIO**

SKU: CU052025



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Siemens Acuson Antares ist ein leistungsstarkes Ultraschallsystem für anspruchsvolle Diagnostik in Kardiologie, Gefäßdiagnostik und Abdomen/Gynäkologie.

Lieferumfang:

- Siemens Acuson Antares Konsole (Farb-/Power-/Puls-Doppler)
- CH4-1 Konvexsonde
- VFX10-5 Linearsonde
- PX4-1 Phased-Array (Kardio)
- Mobil auf Fahrwagen
- DICOM-kompatibel

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

