



[SIEMENS ACUSON V510B TEE SONDE PROBE](#)

SKU: B012025

~~899,00 €~~ **819,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Siemens Acuson V510B TEE Sonde ist eine hochentwickelte transösophageale Echokardiographie-Sonde, die für die detaillierte Bildgebung des Herzens und der umgebenden Strukturen verwendet wird. Sie ist eine wertvolle Diagnosehilfe in der Kardiologie, insbesondere für Patienten mit komplexen oder schwer zu erkennenden Herzproblemen. Ihre Fähigkeit, hochauflösende Bilder zu liefern, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die präzise Diagnose von Herzfehlern, -klappen und anderen kardiologischen Erkrankungen. Sie eignet sich hervorragend für die Integration in Siemens Acuson Ultraschallgeräte und wird in vielen klinischen und notfallmedizinischen Szenarien eingesetzt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

