




[SIEMENS ACUSON X150 + L9-5 LINEAR](#)

SKU: AA102024

~~3.300,00 €~~ **2.729,61 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Siemens Acuson X150 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das häufig in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Durchführung von Ultraschalluntersuchungen in verschiedenen klinischen Anwendungen, einschließlich Kardiologie, Gynäkologie und Abdominaluntersuchungen.

Der L9-5 Lineartransducer ist ein linearer Ultraschallkopf, der für hochauflösende bildgebende Verfahren in der oberflächennahen Anatomie entwickelt wurde. Er eignet sich besonders gut für die Untersuchung von Gefäßen, Weichteilen und muskulären Strukturen. Mit einer Frequenz von 5 bis 9 MHz ermöglicht dieser Transducer eine detaillierte Darstellung von Strukturen in der Nähe der Hautoberfläche.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

