



## [SIEMENS ARCADIS ORBiC C BOGEN](#)

SKU: DO092025

Der **SIEMENS Arcadis OrbiC C-Bogen** ist ein hochmodernes bildgebendes System, das präzise 3D- und 2D-Darstellungen in der Chirurgie und Intervention ermöglicht. Mit seiner flexiblen Beweglichkeit und hervorragenden Bildqualität unterstützt er Ärzte bei komplexen Eingriffen für optimale Behandlungsergebnisse.



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SIEMENS Arcadis OrbiC C-Bogen** ist ein hochmodernes bildgebendes System, das speziell für den Einsatz in der interventionellen Radiologie, Orthopädie, Chirurgie und anderen medizinischen Fachgebieten entwickelt wurde. Dieses System überzeugt durch seine herausragende Bildqualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, die eine präzise Diagnostik und minimalinvasive Eingriffe ermöglichen.

### Hauptmerkmale und Vorteile des SIEMENS Arcadis OrbiC C-Bogens:

- **Hochauflösende 2D- und 3D-Bildgebung:** Ermöglicht detaillierte und präzise Visualisierung anatomischer Strukturen, was die Diagnostik und Therapieplanung erheblich verbessert.
- **360°-Rotation:** Der C-Bogen kann vollständig um den Patienten rotiert werden, wodurch verschiedene Blickwinkel ohne Umlagerung des Patienten möglich sind.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ein benutzerfreundliches Interface mit Touchscreen-Technologie erleichtert die Steuerung und Anpassung der Bildgebung in Echtzeit.
- **Strahlungsoptimierung:** Mit modernster Dosismanagement-Technologie wird die Strahlenbelastung für Patient und Personal minimiert, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.
- **Flexible Positionierung:** Der C-Bogen ist leicht beweglich und kann schnell an verschiedene Untersuchungs- und OP-Situationen angepasst werden.
- **Kompatibilität und Integration:** Das System lässt sich nahtlos in bestehende Krankenhausinformations- und

Bildarchivierungssysteme (PACS) integrieren, was effiziente Arbeitsabläufe unterstützt.

**Anwendungsgebiete:**

- Orthopädische Operationen und Traumatologie
- Interventionelle Radiologie und Kardiologie
- Neurochirurgie
- Wirbelsäulenchirurgie
- Minimalinvasive Therapieverfahren

Der SIEMENS Arcadis OrbiC C-Bogen steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in der medizinischen Bildgebung. Durch seine innovative Technologie unterstützt er Ärzte dabei, sichere und präzise Diagnosen zu stellen sowie komplexe Eingriffe effizient durchzuführen.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

