



[SIEMENS ARCADIS VARIC C-BOGEN C ARM REFURBISHED](#)

SKU: AO112022

Siemens Arcadis Varic C-Bogen C Arm

Refurbished ist ein hochwertiges, generalüberholtes bildgebendes System, das präzise intraoperative Visualisierung in Echtzeit ermöglicht. Das robuste Gerät bietet zuverlässige Leistung für vielfältige chirurgische Anwendungen bei optimierter Bildqualität und ergonomischem Design.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Siemens Arcadis Varic C-Bogen (C-Arm) Refurbished** ist ein hochmodernes bildgebendes System, das speziell für die intraoperative Bildgebung in der Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie und anderen medizinischen Fachbereichen entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht präzise und detailreiche Röntgenaufnahmen in Echtzeit und unterstützt somit eine präzise Diagnostik und Behandlung.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der Arcadis Varic bietet exzellente Bildqualität durch seine optimierte Röntgendetektor-Technologie, was eine klare Visualisierung von Knochenstrukturen und Weichgewebe ermöglicht.
- **Flexible Positionierung:** Dank seines ergonomischen Designs und des beweglichen C-Arms kann das Gerät flexibel um den Patienten positioniert werden, um unterschiedliche anatomische Regionen schnell und effizient zu erfassen.
- **Echtzeit-Darstellung:** Die Live-Bildgebung unterstützt Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen und verbessert die Präzision während der Operation.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung und einfache Navigation gewährleisten eine



schnelle Anpassung der Parameter und eine effiziente Nutzung im klinischen Alltag.

- **Refurbished Qualität:** Dieses generalüberholte Gerät wurde umfassend geprüft, gewartet und bei Bedarf mit originalen Siemens-Ersatzteilen ausgestattet, um eine zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit sicherzustellen.
- **Kosteneffizienz:** Als refurbished Produkt bietet der Siemens Arcadis Varic C-Bogen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichzeitig hoher Qualität.

Anwendungsgebiete:

- Orthopädische und traumatologische Operationen
- Gefäßdiagnostik und interventionelle Radiologie
- Neurochirurgische Eingriffe
- Urologische und gastroenterologische Verfahren
- Minimalinvasive Chirurgie

Der **Siemens Arcadis Varic C-Bogen** ist dank seiner zuverlässigen Leistung, der ausgezeichneten Bildqualität und der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ein unverzichtbares Werkzeug in modernen medizinischen Einrichtungen. Die sorgfältige Aufarbeitung garantiert, dass das Gerät den hohen Ansprüchen des klinischen Betriebs gerecht wird und eine sichere Anwendung gewährleistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

