



SIEMENS BCS COAGULATION ANALYZER

SKU: A102013-C102013

zzgl. [Versandkosten](#)

Das vollautomatische Siemens BCS Hämostase-System unterstützt den Benutzer bei der Durchführung effizienter Gerinnungsdiagnostiken. Durch das umfangreiche Parameterspektrum und die hohe Durchsatzleistung ist das System in vielfältigen Bereichen einsetzbar.

So kann der BCS als Hochdurchsatz-Analyser wie als Spezialanalyser angewendet werden.

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax 04065 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das vollautomatische Siemens BCS Hämostase-System unterstützt den Benutzer bei der Durchführung effizienter



Gerinnungsdiagnostiken. Durch das umfangreiche Parameterspektrum und die hohe Durchsatzleistung ist das System in vielfältigen Bereichen einsetzbar.

So kann der BCS als Hochdurchsatz-Analyzer wie als Spezialanalyser angewendet werden.

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax 04065 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

