




SIEMENS BN PROSPEC AUTOMATISIERTER PROTEIN-ANALYSATOR

SKU: GP112024

~~5.300,00 €~~ **5.265,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Siemens BN ProSpec Automatisierte Protein-Analysator ist ein leistungsstarkes und effizientes Gerät für die quantitative Bestimmung von Proteinen in biologischen Proben, das auf der Nephelometrie-Technologie basiert. Es ist ideal für klinische Labore und Krankenhäuser, die eine präzise und schnelle Analyse von Proteinen benötigen, um Erkrankungen zu diagnostizieren, Behandlungen zu überwachen und die Gesundheit von Patienten zu überwachen. Die Automatisierung, Zuverlässigkeit und Vielfältigkeit des Systems machen es zu einem wichtigen Instrument in der modernen medizinischen Diagnostik.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

