



## SIEMENS ERGOSKOP 841 ERGOMETRIEMONITOR

SKU: H122013

zzgl. [Versandkosten](#)

Ergometriemontor passend für Siemens Cardiostat 31 S.  
Der Monitor dient zur grafischen Darstellung der EKG Kurve,  
es wird eine Ableitung angezeigt

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – Mwst. wird  
nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ergometriemontor passend für Siemens Cardiostat 31 S.  
Der Monitor dient zur grafischen Darstellung der EKG Kurve,  
es wird eine Ableitung angezeigt

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen



Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg  
[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

