



## SIEMENS ESAOTE LA-523 LA 523 // LA523 ULTRASCHALLSONDE

SKU: HY082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Siemens Esaote LA 523 Ultraschallsonde** ist ein hochwertiges, lineares Schallkopfsystem, das präzise Bildgebung für die Diagnostik von oberflächennahen Geweben bietet. Die Sonde gewährleistet eine exzellente Auflösung und ist ideal für Anwendungen in der Gefäß-, Muskel- und Weichteiluntersuchung.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Siemens Esaote LA 523 Ultraschallsonde** ist ein hochwertiges Diagnostikinstrument, das speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung entwickelt wurde. Diese Linearsonde zeichnet sich durch ihre präzise Bildgebung und hohe Auflösung aus, wodurch sie ideal für zahlreiche klinische Anwendungen ist.

### Technische Merkmale und Einsatzgebiete:

- **Frequenzbereich:** Die LA 523 arbeitet mit einem Frequenzbereich, der eine exzellente Auflösung bei gleichzeitig ausreichender Eindringtiefe ermöglicht, was besonders für die Untersuchung oberflächennaher Strukturen von Vorteil ist.
- **Anwendungsbereiche:** Sie ist optimal für die Diagnostik in der Gefäßsonographie, Muskuloskelettalen Untersuchungen, Schilddrüsen- und Brustbildgebung sowie für die Beurteilung von Weichteilen geeignet.
- **Bildqualität:** Dank moderner Technologien bietet die Sonde eine sehr hohe Bildschärfe und Kontrastaufklärung, was die Erkennung feinsten Strukturen unterstützt und somit eine präzise Diagnosestellung ermöglicht.



- **Ergonomie:** Das Design der Sonde gewährleistet eine komfortable Handhabung und eine einfache Positionierung am Patienten, was die Untersuchung für den Anwender erleichtert und die Untersuchungsergebnisse verbessert.
- **Kompatibilität:** Die LA 523 ist kompatibel mit verschiedenen Siemens Esaote Ultraschallsystemen, was eine flexible Integration in bestehende diagnostische Arbeitsabläufe erlaubt.

#### **Vorteile der Siemens Esaote LA 523 Ultraschallsonde:**

- Hochauflösende Bildgebung für präzise Diagnosen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen medizinischen Fachgebieten
- Ergonomisches Design für eine angenehme und effiziente Nutzung
- Zuverlässige und langlebige Bauweise
- Einfache Integration in bestehende Ultraschallsysteme von Siemens Esaote

Die **Siemens Esaote LA 523 Ultraschallsonde** ist somit eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf hochwertige Bildgebung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten legen. Sie unterstützt Ärzte und Fachpersonal dabei, schnell und sicher Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu optimieren.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

