



## SIEMENS - MOBILETT B MOBILES RÖNTGENERÄT - MOBILES RÖNTGENERÄT

**SKU:** BY032026

**Siemens Mobilett B** ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und einfache Handhabung eine flexible und effiziente Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Es gewährleistet präzise Diagnostik bei minimaler Strahlenbelastung und ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und Notfallsituationen.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#),  
[Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett B** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine zuverlässige und präzise Bildgebung, die eine schnelle und effiziente Diagnose direkt am Patientenbett ermöglicht.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Dank seines kompakten und wendigen Designs lässt sich das Mobilett B mühelos in engen Krankenhausfluren, auf Stationen oder in Notfallsituationen einsetzen.
- **Bildqualität:** Hochauflösende digitale Bildgebung sorgt für klare, detailreiche Röntgenaufnahmen, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomische Steuerung ermöglichen eine schnelle Anpassung der Einstellungen und einen unkomplizierten Betrieb durch das medizinische Fachpersonal.
- **Vielseitigkeit:** Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Untersuchungen, darunter thorakale, abdominale und orthopädische Röntgenaufnahmen.
- **Sicherheit:** Integrierte Strahlenschutzmechanismen minimieren die Strahlenbelastung für Patienten und



Anwender.

- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Komponenten garantieren einen langlebigen Einsatz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Siemens Mobilett B ist ideal für den Einsatz in:

- Krankenhäusern und Kliniken
- Intensivstationen
- Notaufnahme und Rettungsdiensten
- Rehabilitationszentren
- Ambulanten Einrichtungen

Durch die Kombination aus Mobilität, einfacher Handhabung und erstklassiger Bildqualität unterstützt das Mobilett B medizinische Fachkräfte dabei, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren. Es ist ein unverzichtbares Instrument für moderne, patientennahe Radiologie.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

