



[SIEMENS MOBILETT PLUS E PORTABLE X-RAY VOLLFUNKTIONSFÄHIG](#)

SKU: AR032023-NV

SIEMENS Mobilett Plus E ist ein vollfunktionsfähiges, mobiles Röntgengerät, das durch seine hohe Flexibilität und einfache Handhabung eine präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und Notfallsituationen, gewährleistet es zuverlässige diagnostische Ergebnisse bei minimalem Aufwand.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **SIEMENS Mobilett Plus E Portable X-Ray** ist ein vollfunktionsfähiges, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Bildgebung direkt am Patientenbett, wodurch Transportzeiten reduziert und der Workflow in der Radiologie erheblich optimiert werden.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte Design und die robuste Bauweise erlauben einen einfachen Transport und Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Notaufnahme, Intensivstation, Chirurgie oder Pflegeeinrichtungen.
- **Vollfunktionsfähig:** Das Gerät ist technisch einwandfrei und bietet eine umfassende Funktionalität, die den Anforderungen moderner Röntgendiagnostik entspricht.
- **Hohe Bildqualität:** Der Mobilett Plus E erzeugt hochwertige Röntgenbilder mit optimierter Strahlenführung und modernster Technologie, was eine präzise Diagnostik unterstützt.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisches Design erleichtern die Handhabung und minimieren den Schulungsaufwand für das medizinische Personal.



- **Sicherheitsfeatures:** Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten eine sichere Anwendung für Patienten und Anwender, einschließlich Strahlenschutz und Notabschaltung.

Technische Details:

- Röntgenleistung: Anpassbar für verschiedene Untersuchungsarten
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit zuverlässiger Energieversorgung
- Beweglichkeit: Leichtgängige Rollen und höhenverstellbare Komponenten
- Kompatibilität: Anschlussmöglichkeiten für digitale Bildgebungssysteme

Das SIEMENS Mobilett Plus E Portable X-Ray ist die ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf eine **effiziente, sichere und qualitativ hochwertige Röntgendiagnostik** vor Ort legen. Durch seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit unterstützt es die schnelle Entscheidungsfindung und verbessert die Patientenversorgung maßgeblich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

