



## [SIEMENS MOBILETT PLUS E](#)

**SKU:** IP112024-NV

**Siemens Mobilett Plus E** ist ein flexibles und zuverlässiges mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung eine schnelle und präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Notfällen und auf Intensivstationen, um effiziente Diagnosen bei minimaler Strahlenbelastung zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett Plus E** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine Kombination aus Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und exzellenter Bildqualität, was es zu einer idealen Lösung für die Patientenversorgung direkt am Krankenbett macht.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Flexibilität und Mobilität:** Dank seines kompakten Designs und der robusten Bauweise lässt sich das Mobilett Plus E mühelos in verschiedenen Bereichen der Klinik einsetzen, sei es auf Intensivstationen, in Notaufnahmen oder bei chirurgischen Eingriffen.
- **Erstklassige Bildqualität:** Ausgestattet mit modernster Digitaltechnologie ermöglicht das Gerät hochauflösende Röntgenaufnahmen, die eine präzise Diagnose unterstützen.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberflächen und ergonomisch gestaltete Bedienelemente erleichtern die Handhabung und reduzieren den Zeitaufwand für die Untersuchung.
- **Schnelle Bildverarbeitung:** Die integrierte Bildverarbeitungstechnologie gewährleistet eine rasche Verfügbarkeit der Aufnahmen, wodurch der Workflow im klinischen Alltag optimiert wird.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Das Mobilett Plus E ist für zahlreiche Untersuchungen geeignet, darunter



Thorax-, Abdomen- und Extremitätenaufnahmen.

- **Sicherheitsstandards:** Das Gerät erfüllt sämtliche geltenden medizinischen Sicherheitsanforderungen und gewährleistet somit den Schutz von Patienten und Bedienpersonal.

#### **Technische Details:**

- Digitales Röntgensystem mit hochwertigem Detektor
- Leistungsstarker Generator für konstante Strahlenqualität
- Ergonomisches Fahrgestell mit einfacher Manövrierbarkeit
- Integrierte Softwarelösungen für Bildmanagement und Dokumentation
- Kompatibilität mit gängigen Krankenhausinformationssystemen (KIS)

Das Siemens Mobilett Plus E stellt eine zuverlässige und effiziente Lösung für die mobile Radiographie dar, die den Anforderungen moderner Kliniken gerecht wird. Durch seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt es medizinisches Personal dabei, schnelle und präzise Diagnosen direkt am Patientenbett zu erstellen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

