



SIEMENS MOBILETT PLUS MOBILES RÖNTGENERÄT - MOBILES RÖNTGENERÄT

SKU: JZ052022-NV



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett Plus** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schnelle und präzise Bildgebung direkt am Patientenbett, wodurch Transportzeiten reduziert und die Effizienz in der Patientenversorgung erheblich gesteigert werden.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität und Flexibilität:** Dank seines kompakten Designs und der leistungsfähigen Antriebstechnik lässt sich das Mobilett Plus mühelos in engen Räumen und unterschiedlichen Stationen einsetzen.
- **Hochwertige Bildqualität:** Das Gerät ist mit einem fortschrittlichen digitalen Detektorsystem ausgestattet, das eine detailreiche und kontrastreiche Röntgenbildgebung gewährleistet – essenziell für präzise Diagnosen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das intuitive Bedienfeld und die übersichtliche Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle Anpassung der Parameter und eine effiziente Arbeitsweise für das medizinische Personal.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Das Mobilett Plus eignet sich für eine breite Palette von Untersuchungen, darunter Thorax-, Abdomen- und Extremitätenaufnahmen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.



- **Sicherheitsstandards:** Das Gerät entspricht den aktuellen medizinischen Sicherheitsnormen und verfügt über integrierte Strahlenschutzmechanismen zum Schutz von Patienten und Anwendern.

Technische Details:

- Digitales Röntgensystem mit hochauflösendem Flachdetektor
- Variable Belichtungsparameter für optimale Bildgebung
- Stromversorgung über leistungsstarke Akkus für autarken Betrieb
- Ergonomisches Design mit höhenverstellbarem Röntgenarm
- Integrierte Bildverarbeitung und Speicherung mit Anschlussmöglichkeiten an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Picture Archiving and Communication System (PACS)

Das **Siemens Mobilett Plus mobiles Röntgengerät** ist die ideale Lösung für Krankenhäuser, Kliniken und medizinische Einrichtungen, die eine flexible, zuverlässige und qualitativ hochwertige mobile Röntgendiagnostik benötigen. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und sichere Diagnosen direkt am Patientenbett durchzuführen und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

