



## SIEMENS - MOBILETT PLUS MOBILES RÖNTGENERÄT - MOBILES RÖNTGENERÄT

**SKU:** CV042025-NV

**Siemens Mobilett Plus** ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine flexible Einsatzfähigkeit und hochwertige Bildqualität überzeugt. Es ermöglicht präzise Diagnostik direkt am Patientenbett und unterstützt so effiziente Arbeitsabläufe in Klinik und Praxis.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett Plus** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Durchführung von Röntgenuntersuchungen direkt am Patientenbett, wodurch Transportzeiten und -risiken minimiert werden.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Das kompakte und ergonomische Design erlaubt eine einfache Manövrierbarkeit in engen Krankenhausfluren und Patientenzimmern.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Thorax-, Abdomen- und Extremitätenaufnahmen.
- **Hohe Bildqualität:** Modernste Detektortechnologie sorgt für scharfe und detaillierte Röntgenbilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit Touchscreen ermöglicht eine schnelle Einstellung von Parametern und einfache Handhabung durch medizinisches Personal.
- **Schnelle Verfügbarkeit:** Sofortiger Zugriff auf Bilder direkt am Gerät, was eine zügige Befundung und



Behandlung ermöglicht.

- **Strahlenschutz:** Integrierte Schutzmechanismen reduzieren die Strahlenbelastung für Patienten und Anwender auf ein Minimum.

Das Mobilett Plus ist ideal für den Einsatz in Notaufnahmen, Intensivstationen, Operationssälen sowie in der stationären und ambulanten Versorgung. Durch seine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit unterstützt es medizinisches Fachpersonal bei der effizienten Patientenversorgung und verbessert die diagnostische Genauigkeit.

#### **Technische Daten (Auszug):**

- Röntgenröhre mit hoher Leistung für schnelle Belichtungen
- Digitale Bildverarbeitung mit direkter Bildübertragung
- Akku-betrieben für kabellose Nutzung und maximale Bewegungsfreiheit
- Ergonomisches Design mit höhenverstellbarem Tubus
- Kompatibel mit verschiedenen Detektortypen (Flachdetektoren, Speicherfolien)

Mit dem Siemens Mobilett Plus investieren Sie in ein mobiles Röntgengerät, das durch innovative Technik, hohe Bildqualität und anwenderfreundliches Design überzeugt und somit einen wertvollen Beitrag zur patientennahen Diagnostik leistet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

