



SIEMENS MOBILETT XP GIRAFFE RÖNTGENAPPARAT DOM 2010

SKU: CM052022-NV

Siemens Mobilett XP Giraffe Röntgenapparat DOM 2010 ist ein mobiles, vielseitiges digitales Röntgensystem, das durch seine flexible Bauweise eine präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Mit moderner Technologie bietet es eine zuverlässige Diagnostik bei minimaler Strahlenbelastung und optimiert so den klinischen Workflow.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Siemens Mobilett XP Giraffe** ist ein hochentwickelter, mobiler Röntgenapparat, der speziell für den flexiblen Einsatz in der medizinischen Bildgebung konzipiert wurde. Dieses Modell, hergestellt im Jahr 2010, bietet eine zuverlässige und präzise Diagnostik, insbesondere in klinischen Umgebungen mit hohem Patientenaufkommen und variablen Anforderungen.

Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Mobilität:** Der Mobilett XP Giraffe ist dank seiner kompakten Bauweise und robusten Fahrwerk sehr wendig und ermöglicht den unkomplizierten Einsatz direkt am Patientenbett oder in verschiedenen Stationen.
- **Bildqualität:** Ausgestattet mit moderner Röntgentechnologie liefert das Gerät hochauflösende Bilder für eine präzise Diagnostik. Die Kombination aus leistungsstarkem Röntgeneratorsystem und optimiertem Detektorsystem gewährleistet eine hervorragende Bilddarstellung bei reduzierter Strahlenbelastung.
- **Bedienkomfort:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisches Design ermöglichen eine einfache Handhabung durch medizinisches Fachpersonal. Die Einstellungen können schnell angepasst werden, um unterschiedliche Untersuchungsanforderungen zu erfüllen.
- **Flexibilität:** Das System unterstützt verschiedene Untersuchungsarten, einschließlich Thorax-, Abdomen- und

Extremitätenaufnahmen, und ist somit vielseitig einsetzbar.

- **Zuverlässigkeit:** Als Produkt von Siemens steht der Mobilett XP Giraffe für hohe Qualität und Langlebigkeit, was ihn zu einer wertvollen Investition für Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen macht.

Anwendungsgebiete:

Der Mobilett XP Giraffe eignet sich ideal für die stationäre und ambulante Patientenversorgung, insbesondere in Bereichen wie:

- Intensivstationen
- Notfallmedizin
- Chirurgische Abteilungen
- Radiologische Untersuchungen direkt am Patientenbett

Dank seiner Mobilität und einfachen Bedienbarkeit unterstützt der Siemens Mobilett XP Giraffe die effiziente Arbeitsweise medizinischer Teams und trägt zur schnellen und sicheren Diagnosestellung bei.

Fazit:

Der Siemens Mobilett XP Giraffe Röntgenapparat aus dem Jahr 2010 ist eine bewährte Lösung für mobile Röntgendiagnostik mit hoher Bildqualität und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Er kombiniert innovative Technik mit anwenderfreundlichem Design, um den Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht zu werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

