



## SIEMENS MOBILETT XP MOBILES RÖNTGEN MOBILETT DOM 2009

SKU: GW032025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine hohe Flexibilität und einfache Handhabung in der Diagnostik überzeugt. Mit dem *Mobilett DOM 2009* bietet es zuverlässige Bildqualität und mobilitätsoptimierte Technik für den Einsatz direkt am Patientenbett.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen](#)  
[und Zubehör](#), [Röntgen und zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen und effizienten Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten Bauweise und der hochentwickelten Technologie ermöglicht der Mobilett XP eine zuverlässige Bildgebung direkt am Patientenbett, wodurch Transportzeiten reduziert und die Patientenversorgung optimiert werden.

Das Gerät wurde im Jahr 2009 unter der Modellbezeichnung **Mobilett DOM 2009** eingeführt und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den radiologischen Workflow verbessern:

- **Mobilität und Flexibilität:** Dank seiner kompakten Bauweise und leichtgängigen Rädern lässt sich der Mobilett XP mühelos in verschiedenen Krankenhausbereichen einsetzen, einschließlich Notaufnahme, Intensivstation und OP.
- **Hochwertige Bildqualität:** Ausgestattet mit einer fortschrittlichen Detektortechnologie ermöglicht das System präzise und kontrastreiche Röntgenaufnahmen für eine verlässliche Diagnostik.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Das intuitive Benutzerinterface erleichtert die Bedienung durch medizinisches

Fachpersonal und unterstützt schnelle Anpassungen der Aufnahmeeinstellungen.

- **Ergonomisches Design:** Verstellbare Komponenten und eine benutzerfreundliche Anordnung der Bedienelemente sorgen für eine ergonomische Handhabung und reduzieren die physische Belastung des Anwenders.
- **Sicherheitsmerkmale:** Integrierte Strahlenschutzfunktionen minimieren die Strahlenbelastung für Patienten und Bediener gleichermaßen.

Der Siemens Mobilett XP Mobilett DOM 2009 stellt somit eine exzellente Lösung für die mobile diagnostische Radiografie dar, die durch ihre Kombination aus Präzision, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Er ist ideal geeignet für den Einsatz in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen schnelle und zuverlässige Röntgenaufnahmen erforderlich sind.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

