



## [SIEMENS MOBILETT XP MOBILES RÖNTGENERÄT DOM 2007](#)

SKU: 0052023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine kompakte Bauweise und flexible Einsatzmöglichkeiten eine präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch einfache Handhabung und zuverlässige Bildqualität, ideal für den Einsatz in Notfall- und Intensivbereichen.



---

Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett XP** ist ein mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner kompakten Bauweise und der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche ermöglicht es eine schnelle und präzise Bildgebung direkt am Patientenbett, was insbesondere in der Notfallmedizin, Intensivpflege und in der Chirurgie von großem Vorteil ist.

#### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Das Gerät ist leicht und wendig, was den Transport durch enge Krankenhausgänge und unterschiedliche Stationen erleichtert.
- **Hochwertige Bildqualität:** Ausgestattet mit modernster Röntgentechnologie garantiert der Mobilett XP gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Einfache Bedienung:** Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Anpassung der Parameter, wodurch Untersuchungen effizient durchgeführt werden können.
- **Flexible Anwendungsbereiche:** Geeignet für thorakale, abdominale und orthopädische Untersuchungen sowie



für die Bildgebung von Extremitäten.

- **Sicherheit:** Integrierte Strahlenschutzmaßnahmen minimieren die Belastung für Patienten und Personal.

#### **Besondere Merkmale des Modells DOM 2007:**

- Zuverlässige und robuste Bauweise für den dauerhaften Einsatz im klinischen Alltag.
- Erweiterte Softwarefunktionen zur Bildverarbeitung und Archivierung.
- Kompatibilität mit verschiedenen Bildgebungssystemen und Netzwerkstrukturen.

Das Siemens Mobilett XP mobiles Röntgengerät ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf **effiziente Diagnostik** und **hohe Flexibilität** legen. Dank seiner mobilen Einsatzfähigkeit und der bewährten Siemens-Technologie unterstützt es medizinisches Personal dabei, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

