



[SIEMENS MOBILETT XP - MOBILES RÖNTGENERÄT - -----](#)

SKU: AL092023-NV - AH092023-NV - AZ092023-NV

Siemens Mobilett xp ist ein mobiles Röntgengerät, das durch seine flexible Bauweise und intuitive Bedienung eine effiziente und präzise Bildgebung direkt am Patientenbett ermöglicht. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Notfall- und Intensivstationen sowie in der Chirurgie.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Mobilett xp** ist ein hochmodernes, mobiles Röntgengerät, das speziell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine optimale Kombination aus Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und Bildqualität, um eine präzise Diagnostik direkt am Patientenbett zu ermöglichen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Dank seines kompakten Designs und der robusten Bauweise lässt sich das Mobilett xp mühelos in engen Krankenhausfluren und Patientenzimmern manövrieren.
- **Hochwertige Bildgebung:** Ausgestattet mit modernster Digitaltechnik liefert das Gerät gestochen scharfe, kontrastreiche Röntgenbilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Anpassungsfähigkeit:** Das Gerät ist vielseitig einsetzbar für verschiedenste Untersuchungen, einschließlich Thorax-, Abdominal- und Extremitätenaufnahmen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung, wodurch Untersuchungen effizient durchgeführt werden können.
- **Sicherheit:** Das Mobilett xp erfüllt alle relevanten medizinischen Sicherheitsstandards und gewährleistet einen sicheren Betrieb für Patienten und medizinisches Personal.
- **Integrierte Speicheroptionen:** Die digitale Speicherung und Übertragung der Bilder ermöglichen eine nahtlose

Integration in bestehende PACS-Systeme (Picture Archiving and Communication System).

Anwendungsbereiche:

Das Siemens Mobilett xp eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Intensivstationen
- Notaufnahme
- Stationären und ambulanten Bereichen
- Orthopädischen und chirurgischen Abteilungen
- Pflegeeinrichtungen und Rehabilitationszentren

Technische Details:

- Digitales Röntgensystem mit hoher Auflösung
- Flexible Röhrenarm-Positionierung für vielfältige Aufnahmewinkel
- Leistungsstarker Generator für kurze Belichtungszeiten
- Ergonomisches Design mit leichtgängigen Rollen
- Kompatibilität mit gängigen Bildverarbeitungssystemen

Das Siemens Mobilett xp bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für mobile Röntgenuntersuchungen, die den klinischen Arbeitsablauf optimiert und eine hohe diagnostische Sicherheit gewährleistet. Seine Kombination aus technischer Exzellenz und praktischer Handhabung macht es zu einem unverzichtbaren Gerät in modernen medizinischen Einrichtungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

