



## [DRAEGER R50-N PATIENT MONITOR PRINTER/RECORDER](#)

**SKU:** D022025-NV

Der Siemens Registrierer der Serie R50 kann an den Monitor z.B. SC 6002XL zur Dokumentation der Vitalfunktionen des Patienten, einschließlich Trends und Alarme, angeschlossen werden.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



---

**Categories:** [Video-Drucker und -Recorder](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Draeger R50-N Patient Monitor Printer/Recorder** ist ein hochentwickeltes Gerät, das speziell für die zuverlässige und präzise Aufzeichnung von Patientendaten in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät ergänzt die Draeger Patientenmonitore optimal, indem es eine nahtlose Dokumentation der vitalen Parameter ermöglicht.

### Funktionen und Merkmale:

- **Hohe Kompatibilität:** Der R50-N ist kompatibel mit verschiedenen Draeger Patientenmonitoren, was eine flexible Integration in bestehende Systeme gewährleistet.
- **Präzise Aufzeichnung:** Er zeichnet alle relevanten Vitalparameter wie EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>) und weitere Signale in Echtzeit auf und stellt eine klare, gut lesbare Ausgabe sicher.
- **Vielseitige Druckoptionen:** Der Recorder ermöglicht sowohl den kontinuierlichen als auch den intervallbasierten Druck, sodass individuell auf die klinischen Anforderungen eingegangen werden kann.



- **Hochwertige Druckqualität:** Dank moderner Thermotechnologie liefert der R50-N gestochen scharfe Ausdrücke ohne Farbband, was Wartungsaufwand und Betriebskosten reduziert.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche und einfache Handhabung ermöglichen eine schnelle Einrichtung und Bedienung auch unter Zeitdruck.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Das robuste Design und die Verwendung hochwertiger Materialien gewährleisten eine dauerhafte Funktionalität im anspruchsvollen Klinikalltag.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Draeger R50-N Printer/Recorder findet Anwendung in diversen medizinischen Bereichen, darunter:

- Intensivstationen
- Operationssäle
- Anästhesieüberwachung
- Notfallmedizin
- Patientenüberwachung während diagnostischer Verfahren

#### **Zusammenfassung:**

Der Draeger R50-N Patient Monitor Printer/Recorder ist eine essenzielle Komponente für die professionelle Patientenüberwachung und -dokumentation. Durch seine präzise Aufzeichnung, hohe Kompatibilität und benutzerfreundliche Bedienung unterstützt er medizinisches Personal dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren. Die robuste Bauweise und die zuverlässige Druckqualität machen ihn zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in modernen Gesundheitseinrichtungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

