



SIEMENS RAPIDPOINT 405 BLOOD GAS ANALYZER SYSTEM

SKU: CA062023 // P072023

999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Siemens RAPIDPoint 405 Blood Gas Analyzer System bietet schnelle und präzise Blutgasanalysen mit integrierter Multiparametermessung, um eine zuverlässige Diagnostik in kritischen klinischen Situationen zu gewährleisten. Seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und kompakte Bauweise ermöglichen effiziente Arbeitsabläufe direkt am Patientenbett.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens RAPIDPoint 405 Blood Gas Analyzer System** ist ein hochmodernes diagnostisches Gerät, das speziell für die präzise und schnelle Analyse von Blutgasen entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung zur Bestimmung wichtiger Parameter wie **pH-Wert, Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdruck** sowie Elektrolyte und Metaboliten im Blut.

Dank seiner fortschrittlichen Sensortechnologie ermöglicht das System eine **exakte und zuverlässige Messung** in kürzester Zeit, was insbesondere in kritischen klinischen Situationen von großer Bedeutung ist. Der RAPIDPoint 405 unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen und die Patientenversorgung zu optimieren.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des Siemens RAPIDPoint 405:



- **Multifunktionale Analyse:** Misst neben Blutgasen auch Elektrolyte (z. B. Natrium, Kalium, Chlorid) und Metaboliten (z. B. Glukose, Lactat).
- **Schnelle Ergebnisse:** Analysedauer von ca. 60 Sekunden für eine umfassende Parameterbestimmung.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit Touchscreen und automatischer Kalibrierung reduziert Bedienfehler und Schulungsaufwand.
- **Kompaktes Design:** Platzsparendes Gerät, ideal für den Einsatz an Intensivstationen, Notaufnahmen und Laboren.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Automatische Qualitätskontrollen und interne Prüfverfahren gewährleisten genaue und reproduzierbare Messergebnisse.
- **Netzwerkfähigkeit:** Integrierte Anbindungsmöglichkeiten zur elektronischen Patientenakte und Laborinformationssystemen (LIS).

Das Siemens RAPIDPoint 405 Blood Gas Analyzer System ist somit ein unverzichtbares Instrument für die **Blutgasanalyse in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen**. Es unterstützt Ärzte und Pflegepersonal dabei, die respiratorische und metabolische Situation der Patienten schnell zu beurteilen und gezielte therapeutische Maßnahmen einzuleiten.

Durch seine Kombination aus Präzision, Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit setzt das System neue Maßstäbe in der Blutgasanalyse und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

