



[SIEMENS REKTAL SONDE P II FÜR ADARA, PRIMA, SIENNA, VERSA](#)

SKU: 07-102013 // AQ042014-01 // BP012016

Siemens Rektal Sonde P II ist eine präzise Ultraschallsonde, kompatibel mit den Systemen Adara, Prima, Sienna und Versa, speziell entwickelt für rektale Untersuchungen. Sie bietet eine hohe Bildqualität und optimale Patientenkomfort bei minimalinvasiven Diagnosen.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Siemens Rektal Sonde P II** ist ein hochwertiges Ultraschallsonden-Zubehör, speziell entwickelt für den Einsatz mit den Ultraschallsystemen **Adara, Prima, Sienna** und **Versa** von Siemens. Diese Sonde ermöglicht eine präzise und zuverlässige rektale Bildgebung, die in verschiedenen medizinischen Fachbereichen, insbesondere in der Urologie und Proktologie, von essenzieller Bedeutung ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Optimiert für die Ultraschallgeräte Siemens Adara, Prima, Sienna und Versa, gewährleistet die Sonde eine nahtlose Integration und einfache Handhabung.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Sonde liefert detaillierte und klare Ultraschallbilder, die eine genaue Diagnose und Beurteilung der rektalen und angrenzenden anatomischen Strukturen ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche und leicht zu reinigende Design sorgt für eine komfortable Anwendung sowohl für den Untersucher als auch für den Patienten.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert die Sonde eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch bei häufiger Nutzung.
- **Hygienische Standards:** Die Sonde ist für eine einfache Reinigung und Desinfektion konzipiert, was die



Einhaltung strenger Hygienevorschriften im medizinischen Alltag unterstützt.

Anwendungsbereiche:

Die Siemens Rektal Sonde P II eignet sich hervorragend für die Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Erkrankungen der Prostata, des Enddarms sowie angrenzender Strukturen. Sie wird häufig eingesetzt bei:

- Prostatakarzinom-Diagnostik und -Überwachung
- Abklärung von rektalen und perirektalen Pathologien
- Guidance bei Biopsien und interventionellen Eingriffen
- Beurteilung von Entzündungen, Tumoren und anderen Anomalien im rektalen Bereich

Durch die Kombination von fortschrittlicher Ultraschalltechnologie und ergonomischem Design stellt die Siemens Rektal Sonde P II eine verlässliche Lösung für präzise und effiziente Untersuchungen dar. Sie unterstützt Ärzte dabei, Diagnosen mit hoher Genauigkeit zu stellen und individuelle Therapieentscheidungen optimal zu treffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

10 kg



GALLERIE

