



# SIEMENS REKTAL SONDE P II FÜR ADARA, PRIMA, SIENNA, VERSA

**SKU:** 07-102013 // AQ042014-01 // BP012016

zzgl. Versandkosten

Siemens Rektal Sonde P II ist eine präzise Ultraschallsonde, kompatibel mit den Systemen Adara, Prima, Sienna und Versa, speziell entwickelt für rektale Untersuchungen. Sie bietet eine hohe Bildqualität und optimale Patientenkomfort bei minimalinvasiven Diagnosen.



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **Siemens Rektal Sonde P II** ist ein hochwertiges Ultraschallsonden-Zubehör, speziell entwickelt für den Einsatz mit den Ultraschallsystemen **Adara, Prima, Sienna** und **Versa** von Siemens. Diese Sonde ermöglicht eine präzise und zuverlässige rektale Bildgebung, die in verschiedenen medizinischen Fachbereichen, insbesondere in der Urologie und Proktologie, von essenzieller Bedeutung ist.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- Kompatibilität: Optimiert für die Ultraschallgeräte Siemens Adara, Prima, Sienna und Versa, gewährleistet die Sonde eine nahtlose Integration und einfache Handhabung.
- **Hochauflösende Bildgebung:** Die Sonde liefert detaillierte und klare Ultraschallbilder, die eine genaue Diagnose und Beurteilung der rektalen und angrenzenden anatomischen Strukturen ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche und leicht zu reinigende Design sorgt für eine komfortable Anwendung sowohl für den Untersucher als auch für den Patienten.
- Robuste Bauweise: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert die Sonde eine lange Lebensdauer



und Zuverlässigkeit auch bei häufiger Nutzung.

 Hygienische Standards: Die Sonde ist für eine einfache Reinigung und Desinfektion konzipiert, was die Einhaltung strenger Hygienevorschriften im medizinischen Alltag unterstützt.

#### **Anwendungsbereiche:**

Die Siemens Rektal Sonde P II eignet sich hervorragend für die Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Erkrankungen der Prostata, des Enddarms sowie angrenzender Strukturen. Sie wird häufig eingesetzt bei:

- Prostatakarzinom-Diagnostik und -Überwachung
- Abklärung von rektalen und perirektalen Pathologien
- Guidance bei Biopsien und interventionellen Eingriffen
- Beurteilung von Entzündungen, Tumoren und anderen Anomalien im rektalen Bereich

Durch die Kombination von fortschrittlicher Ultraschalltechnologie und ergonomischem Design stellt die Siemens Rektal Sonde P II eine verlässliche Lösung für präzise und effiziente Untersuchungen dar. Sie unterstützt Ärzte dabei, Diagnosen mit hoher Genauigkeit zu stellen und individuelle Therapieentscheidungen optimal zu treffen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Weight 10 kg



### **GALLERIE**



