



SIEMENS SERVO SV 900 C
BEATMUNGSGERÄT INKL. GESTELL MIT
EINER SCHUBLADE

SKU: AR102019

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beatmungsgerät Siemens SERVO 900C .

Der Siemens Servo Ventilator 900C kann auf zwei Altersstufen eingestellt werden: Erwachsene und Kinder ab 10 kg Körpergewicht

Beatmungsmuster: Volumenkontrolliert ,Volumenkontr.mit Seufzer,Druckkontrolliert, Druckunterstützt, SIMV, SIMV + Druckunterst., CPAP Manuell, Min.-Vol. 0,5-40 lmin

Atemfreq.: 5-120 Atemzügemin

Analoge Anzeige: Beatmungsdruck, Exsp. Minutenvol.

Dig. Anzeige: Atemfreq., O2-Konzentration, Insp. Tidalvolumen, Exsp. Tidalvolumen, Exsp. Minutenvolumen, Spitzen-, Pausen-, Mitteldruck, Max.

Arbeitsdr: 120mbar

Massen ohne Gerätewagen 50x23x32cm

Gewicht:ca.21kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

