



## SIEMENS SERVO VENTILATOR 900 C BEATMUNGSGERÄT

**SKU:** CD092018

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Beatmungsgerät Siemens SERVO 900C .

Der Siemens Servo Ventilator 900C kann auf zwei Altersstufen eingestellt werden: Erwachsene und Kinder ab 10 kg Körpergewicht

Beatmungsmuster: Volumenkontrolliert ,Volumenkontr.mit Seufzer,Druckkontrolliert, Druckunterstützt, SIMV, SIMV + Druckunterst., CPAP Manuell, Min.-Vol. 0,5-40 lmin

Atemfreq.: 5-120 Atemzügemin

Analoge Anzeige: Beatmungsdruck, Exsp. Minutenvol.

Dig. Anzeige: Atemfreq., O2-Konzentration, Insp. Tidalvolumen, Exsp. Tidalvolumen, Exsp. Minutenvolumen, Spitzen-, Pausen-, Mitteldruck, Max.

Arbeitsdr: 120mbar

Massen ohne Gerätewagen 50x23x32cm

Gewicht:ca.21kg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

