



## SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L C ARM - MOBILES RÖNTGENERÄT DOM 2009

**SKU:** FD042024

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- kompaktes System in der intraoperativen Bildgebung.
- Nutzungsspektrum : chirurgische Röntgenapplikationen in Orthopädie, Notfallversorgung, Gefäßchirurgie, Schmerzmanagement und beim ambulanten Einsatz. Dank der kompakten und ergonomischen Bauweise ist SIREMOBIL Compact L besonders leicht zu bedienen und zu handhaben.
- Einfache, anwenderfreundliche Bedienung, Aufnahmebereit in nur 40 Sekunden
- Gewichtsausgeglichen, mit großer 130°-Orbitalauslenkung und integriertem Handgriff für den Bildverstärker
- Hoch qualitative Bildgebung mit geringer Dosis und digitaler 1K2 Bilderkette

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

500 kg



## GALLERIE

