



SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L C ARM - MOBILES RÖNTGENERÄT DOM 2009

SKU: FD042024

9.999,00 € 7.500,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- kompaktes System in der intraoperativen Bildgebung.
- Nutzungsspektrum : chirurgische Röntgenapplikationen in Orthopädie, Notfallversorgung, Gefäßchirurgie, Schmerzmanagement und beim ambulanten Einsatz. Dank der kompakten und ergonomischen Bauweise ist SIREMOBIL Compact L besonders leicht zu bedienen und zu handhaben.
- Einfache, anwenderfreundliche Bedienung, Aufnahmebereit in nur 40 Sekunden
- Gewichtsausgeglichen, mit großer 130°-Orbitalauslenkung und integriertem Handgriff für den Bildverstärker
- Hoch qualitative Bildgebung mit geringer Dosis und digitaler 1K2 Bilderkette

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 500 kg



GALLERIE

