



SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L - MOBILES RÖNTGENERÄT

SKU: FB042024

~~12.599,00 €~~ **11.700,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Radiographie](#), [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Siemens Siremobil Compact L ist ein mobiles Röntgengerät, das in der medizinischen Bildgebung eingesetzt wird. Es ist besonders für den Einsatz in Notfällen, in der Chirurgie oder in der Intensivmedizin geeignet, da es eine flexible Handhabung und schnelle Bildgebung ermöglicht.

Hier sind einige wichtige Merkmale des Siremobil Compact L:

1. **Mobilität:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es leicht transportiert werden kann, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.
2. **Bildqualität:** Es bietet hochauflösende Bilder, die für präzise Diagnosen und Behandlungen erforderlich sind.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienoberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass das medizinische Personal schnell und effizient arbeiten kann.
4. **Vielseitigkeit:** Das Gerät kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich orthopädischer, traumatologischer und kardiologischer Verfahren.
5. **Strahlenschutz:** Es sind Funktionen integriert, die den Strahlenschutz für Patienten und Personal gewährleisten.
6. **Integration:** Das Siremobil Compact L kann oft in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um die Effizienz zu steigern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

