



## SIEMENS SONOLINE G20 SLC INKL. 3.5 KONVEX, 7.5 LINEAR UND ENDO V II

**SKU:** A0042014

zzgl. Versandkosten

Bezeichnung . Siemens Sonoline G20 SLC

Gebrauchtsystem (2005)

ideal für Allgemeinmediziner, Gyoekologen , Urologen oder mit einer Sonde für Allgemeinmediziner oder HNO

C5-2 für Abdomen, 7.5L75S für Säuglingshüfte Endo V II 5.0 - 7.5 vaginal Sonde

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . Siemens Sonoline G20 SLC

Gebrauchtsystem (2005)

ideal für Allgemeinmediziner, Gyoekologen , Urologen oder mit einer Sonde für Allgemeinmediziner oder HNO



**DIMAQ-IP Integrated Workstation** 

Windows-basiertes Arbeiten mit "on-Screen"-Menüs

ReadySet "on-screen" workflow shortcuts

Vertrautes Sonoline Standart-Bedienfeld

Multihertz - Multi-Frequenz Bildgebung mit bis zu 5 frei wählbaren Frequenzen

SynAps Technologie an allen Schallköpfen

MicroCase Schallkopf Design mit SuppleFlex Schallkopfkabel

Optionale Biopsie Nadelführung

SynAps - Synthetische Aperturen

Verbesserte Tiefenauflösung

Verbesserte Bilddarstellung bei schwer zu schallenden Patienten

volldigitales S/W System mit integriertem CD-RW Laufwerk zur Archivierung ihrer Untersuchungsdaten

Wir können die Bildqualität mit einem Tastendruck optimieren und bieten Ihnen beste Ergebnisse in kürzerer Zeit.

Mit dem Sonoline G20 Ultraschallsystem müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen. Denn das Sonoline G20 bietet neben seiner Mobilität das ganze Potenzial digitaler Technologie der nächsten Generation.

Es ist ein leistungsstarkes Schwarz/Weiß-System mit hervorragender Ergonomie und intuitiver Bedienung. Und dies alles in bewährter Sonoline Qualität. Mit seinem äußerst leichten Gewicht und seiner extremen Beweglichkeit hilft Ihnen dieses Hochleistungssystem, ihre täglichen klinischen Herausforderungen zu meistern

C5-2 für Abdomen, 7.5L75S für Säuglingshüfte Endo V II 5.0 - 7.5 vaginal Sonde

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**

